


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ak1 토끼 다클로날 항체 - P00568

품목 번호: CM0014544



소개

인간 아데닐산 키나제 1 (AK1)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플의 WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 세포 에너지 항상성 및 아데닌 뉴클레오타이드 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AK1 Rabbit pAb
비고/별칭	HTL-S-58j; AK1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (인간)	203
GeneID	203
면역원(Immunogen)	인간 AK1 (NP_000467.1)의 아미노산 1-194에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P00568
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)