

Wb 및 Elisa용 Anti-Ak2 폴리클로날 항체 - P54819

품목 번호: CM0026304



소개

인간 AK2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 미토콘드리아 에너지 항상성, 뉴클레오타이드 대사 및 조혈 연구에 유용합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AK2 Rabbit pAb
비고/별칭	ADK2; AK2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	204
GeneID	204
면역원	인간 AK2 (NP_001616.1)의 아미노산 1-232에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P54819
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)