

Wb, Elisa용 Anti-Ak3 토끼 다클론 항체 - Q9Uij7

품목 번호: CM0029827



소개

인간 AK3에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 아데닐레이트 키나아제 연구 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AK3 토끼 pAb
비고/별칭	AK6; FIX; AK3L1; AKL3L; AKL3L1; AK3
종	인간
GeneID (인간)	50808
GeneID	50808
면역원	인간 AK3 (NP_057366.2)의 아미노산 1-227에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9UIJ7
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스 팩