

Anti-Ak4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P27144

품목 번호: CM0018329



소개

WB, IP, ELISA용으로 검증된 AK4 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 쥐 미토콘드리아 아데닐산 키나제 4(AK4)를 검출하며, 이는 세포 에너지 항상성의 핵심 효소입니다. 대사 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	AK4 Rabbit pAb
비고/별칭	AK3; AK 4; AK3L1; AK3L2; AK4
종	인간(Human)
GeneID (인간)	205
GeneID	205
면역원	인간 AK4 (NP_037542.1)의 아미노산 1-223에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Mouse)
SWISS	P27144
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스 팩