

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ak7 다클론 항체 - Q96M32

품목 번호: CM0015163

소개

WB, IF/ICC, ELISA용 인간 AK7(아데닐레이트 키나아제 7)에 대한 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스 및 랫드에서 검증되었습니다. 섬모 기능과 뉴클레오타이드 대사 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AK7 토끼 pAb
비고/별칭	AK 7; FAP75; CFAP75; SPGF27; AK7
종	인간
유전자 ID(인간)	122481
유전자 ID	122481
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96M32
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스팩