

Wb, If-P, Elisa용 항-Akap4 토끼 다클론 항체 - Q5Jqc9

품목 번호: CM0014955

소개

인간 AKAP4(A-키나아제 앵커 단백질 4)에 대한 토끼 다클론 항체. WB, IF-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 약 94 kDa 고환 특이적 정자 섬유성 피막 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AKAP4 토끼 pAb
비고/별칭	HI; p82; CT99; FSCI; PRKA4; AKAP-4; AKAP82; AKAP 82; hAKAP82; AKAP4
종	인간
유전자ID (인간)	8852
유전자ID	8852
면역원	인간 AKAP4 (NP_003877.2)의 아미노산 189-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5JQC9
단백질 분자량	94kDa
배송	아이스팩