

Wb, Elisa용 Anti-Akap7 토끼 다클론 항체 - O43687 / Q9P0M2

품목 번호: CM0014882

소개

인간 AKAP7(A-키나제 앵커 단백질 7)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 분석에 적합합니다. PKA 매개 신호 전달 연구를 지원하며 마우스 및 랫드 오솔로그를 검출합니다. - O43687 / Q9P0M2

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AKAP7 토끼 pAb
비고/별칭	AKAP15, AKAP18, AKAP7
종	인간
GeneID (인간)	9465
GeneID	9465
면역원	인간 AKAP7(NP_004833.1)의 아미노산 1~81에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	O43687/Q9P0M2
단백질 분자량	8kDa/11kDa/39kDa
배송	아이스팩