

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Akap8 토끼 다클론 항체 - O43823

품목 번호: CM0021837

소개

인간 AKAP8(AKAP95)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 적합하며 인간과 랫드에 교차 반응합니다. 염색질 응축 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AKAP8 토끼 pAb
비고/별칭	AKAP-8; AKAP95; AKAP 95; AKAP-95; AKAP8
종	인간
유전자ID (인간)	10270
유전자ID	10270
면역원	인간 AKAP8 (NP_005849.1)의 아미노산 592-692 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	O43823
단백질 분자량	76kDa
배송 방식	아이스백