

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Akr1A1 다클론 항체 - P14550

품목 번호: CM0017040



소개

인간 AKR1A1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 알데히드 해독 및 약물 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AKR1A1 토끼 pAb
비고/별칭	ALR, ARM, DD3, ALDR1, HEL-S-6, AKR1A1
종	인간
유전자 ID (인간)	10327
유전자 ID	10327
면역원	재조합 단백질 인간 AKR1A1의 아미노산 1-325에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_006057.1).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P14550
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩