

Anti-Akr1A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P14550

품목 번호: CM0014400



소개

WB, IHC-P, ELISA에 검증된 Human AKR1A1 폴리클로날 항체입니다. 해독 및 카르보닐 환원 역할을 하는 알도-케토 리덕타제를 검출합니다. 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	AKR1A1 Rabbit pAb
비고/별칭	ALR; ARM; DD3; ALDR1; HEL-S-6; AKR1A1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	10327
GeneID	10327
면역원(Immunogen)	사람 AKR1A1 (NP_006057.1)의 아미노산 1-325에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P14550
단백질 분자량(Protein Weight)	37kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)