

Anti-Akr1A1 Rabbit Polyclonal Antibody [Ko Validated] For Wb And Elisa - P14550

품목 번호: CM0024241



소개

인간 AKR1A1을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 알도-케토 환원 효소 기능, 해독, S-니트로실화 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO Validated] AKR1A1 Rabbit pAb
비고/별칭	ALR; ARM; DD3; ALDR1; HEL-S-6; A1
종	인간
유전자 ID	10327
면역원	인간 AKR1A1 (NP_006057.1)의 아미노산 1-325에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14550
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백