


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Akr1B1 단클론 항체 - P15121

품목 번호: CM0006693



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 AKR1B1(알도즈 환원효소)에 대한 토끼 단클론 항체. 인간, 마우스, 래트 AKR1B1 단백질(~36 kDa)을 검출하며 대사 및 당뇨 합병증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AKR1B1 토끼 mAb
비고/별칭	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
종	인간
GeneID (인간)	231
GeneID	231
면역원	합성 펩타이드: 인간 AKR1B1 (NP_001619.1)의 아미노산 50-150 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15121
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩