


Wb 및 Elisa용 Anti-Akr1B1 다클론 항체 - P15121

품목 번호: CM0015909



소개

인간 AKR1B1(알도스 환원효소)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와의 교차 반응성을 보입니다. 대사 및 당뇨병 합병증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AKR1B1 토끼 pAb
비고/별칭	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
종	인간
GeneID (인간)	231
GeneID	231
면역원	인간 AKR1B1(NP_001619.1)의 아미노산 1-316에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P15121
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스팩