


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Akr1B10 폴리클로날 항체 - O60218

품목 번호: CM0027070



소개

인간, 마우스, 랫트의 AKR1B10 (ARL-1)을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 알도-케토 환원효소 패밀리 1 멤버 B10 (36 kDa, O60218)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AKR1B10 Rabbit pAb
비고/별칭	HIS; HSI; ARL1; ARL-1; ALDRLn; AKR1B11; AKR1B12; AKR1B10
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	57016
유전자 ID	57016
면역원(Immunogen)	인간 AKR1B10 (NP_064695.3)의 아미노산 1-316에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O60218
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백