

Wb 및 Elisa용 항-Akr1C1 폴리클론 항체 - Q04828

품목 번호: CM0017656



소개

WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 반응하는 AKR1C1 토끼 폴리클론 항체입니다. 스테로이드 대사 및 신경 스테로이드 연구에 이상적이며, 전장 인간 AKR1C1을 포함하는 재조합 면역원으로 제작되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AKR1C1 토끼 pAb
비고/별칭	C9; DD1; DDH; DDH1; H-37; HBAB; MBAB; HAKRC; DD1/DD2; 2-ALPHA-HSD; 20-ALPHA-HSD; AKR1C1
종	인간
GeneID (인간)	1645
GeneID	1645
면역원	인간 AKR1C1의 1-323 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_001344.2)
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q04828
단백질 무게	37kDa
배송	아이스팩