

Wb, If/Icc, Ip, Elisa Elisa용 Anti-Akr1C3 폴리클로날 항체 - P42330

품목 번호: CM0020497



소개

인간 AKR1C3에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 안드로겐 대사, 스테로이드 호르몬 신호 전달 및 호르몬 의존성 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AKR1C3 Rabbit pAb
비고/별칭	DD3, DDX, PGFS, HAKRB, HAKRe, HA1753, HSD17B5, hluPGFS, AKR1C3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	8644
GeneID	8644
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P42330
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)