


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Akr1C3 토끼 단일클론 항체 - P42330

품목 번호: CM0010163



소개

인간 AKR1C3 (P42330)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 안드로겐 대사 및 호르몬 의존성 암 연구에 필수적입니다. ~37kDa 밴드를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AKR1C3 토끼 mAb
비고/별칭	DD3; DDX; PGFS; HAKRB; HAKRe; HA1753; HSD17B5; hluPGFS; AKR1C3
종	인간
유전자 ID (인간)	8644
유전자 ID	8644
면역원	인간 AKR1C3 (P42330)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P42330
단백질 중량	37kDa
배송	아이스 팩