


Anti-Akr1C3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P42330

품목 번호: CM0014800



소개

고품질의 인간 AKR1C3(P42330)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로 WB, IHC-P, ELISA에 사용됩니다.

인간, 마우스, 래트 AKR1C3을 검출합니다. 스테로이드 호르몬 대사 및 암 생물학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	AKR1C3 Rabbit pAb
비고/별칭	DD3; DDX; PGFS; HAKRB; HAKRe; HA1753; HSD17B5; hluPGFS; AKR1C3
종	인간
GeneID (Human)	8644
면역원	인간 AKR1C3 (NP_003730.4)의 아미노산 1-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P42330
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백