

Wb, Elisa용 항-Akr1C4 토끼 다클론 항체 - P17516

품목 번호: CM0030817



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 AKR1C4 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 AKR1C4(P17516)와 반응합니다. 스테로이드 호르몬 대사 및 뉴로스테로이드 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AKR1C4 토끼 pAb
비고/별칭	C11; CDR; DD4; CHDR; DD-4; HAKRA; 3-alpha-HSD; AKR1C4
종	인간
유전자 ID (인간)	1109
유전자 ID	1109
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P17516
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스 팩