


Wb 및 Elisa용 Anti-Akr7A2 토끼 다클론 항체 - O43488

품목 번호: CM0018729



소개

인간 AKR7A2(AFAR/AKR7)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 아플라톡신 B1 해독, 숙신산 세미알데히드 대사 및 감마-하이드록시부티레이트 생성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AKR7A2 토끼 pAb
비고/별칭	AFAR; AKR7; AFAR1; AFB1-AR1; AKR7A2
종	인간
GeneID(인간)	8574
GeneID	8574
면역원	제조합 단백질(인간 AKR7A2의 아미노산 100-359에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질(NP_003680.2))
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O43488
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩