


Wb, Elisa용 항-Akr7A3 토끼 다클론 항체 - O95154

품목 번호: CM0031050



소개

인간 AKR7A3에 대한 토끼 다클론 항체로 웨스턴 블롯과 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 해독 작용에 관여하는 아플라톡신 B1 알데하이드 환원효소를 표적으로 합니다. 세포 해독 및 독소 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AKR7A3 토끼 pAb
비고/별칭	AFAR2; AKR7A3
종	인간
유전자ID (인간)	22977
유전자ID	22977
면역원	제조합 단백질[인간 AKR7A3(NP_036199.2)의 아미노산 1-331에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95154
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스팩