

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Akt1 다클론 항체 - P31749

품목 번호: CM0016417



소개

WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA 용도로 검증된 고품질 AKT1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 AKT1(~56 kDa)을 검출합니다. PI3K/AKT 신호 전달, 세포 생존 및 암 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	AKT1 토끼 pAb
비고/별칭	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
종	인간
GeneID (인간)	207
GeneID	207
면역원	인간 AKT1(NP_005154.2)의 아미노산 350-480 구간에 해당하는 합성 펩타이드
동물 종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P31749
단백질 분자량	56 kDa
배송	아이스팩