

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Akt1 폴리클론 항체 - P31749

품목 번호: CM0030275



소개

인간 AKT1(PKB/RAC-alpha)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포 대사, 증식 및 생존 분야의 AKT 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AKT1 토끼 pAb
비고/별칭	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
종	인간
유전자 ID (인간)	207
유전자 ID	207
면역원	인간 AKT1(NP_005154.2)의 아미노산 100-200번 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P31749
단백질 무게	56kDa
배송	아이스팩