

Wb, Ihc, Elisa용 Anti-Akt1/2 토끼 단일클론 항체 - P31749 / P31751

품목 번호: CM0010853



소개

사람 AKT1 및 AKT2를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 암 및 대사 연구에서 AKT 신호 전달을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	AKT1/2 Rabbit mAb
비고/별칭	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; PKBB; PRKBB; HIHGGH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT1/2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	207/208
GeneID	207/208
면역원	합성 펩타이드 (Synthetic Peptide)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P31749/P31751
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)