

Wb, Elisa용 항-Akt1/Akt2/Akt3 토끼 다클론 항체 - P31749/P31751/Q9Y243

품목 번호: CM0024318



소개

AKT1/AKT2/AKT3에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트와 교차 반응하며 암, 대사, 세포 생존에서 AKT 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AKT1/AKT2/AKT3 토끼 pAb
비고/별칭	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA
종	사람
GeneID (사람)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
면역원	사람 AKT1/AKT2/AKT3 (NP_005154.2)의 아미노산 1-123 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스백