


Wb, Elisa용 항-Akt1S1/Pras40 단클론 항체 - Q96B36

품목 번호: CM0011445



소개

인간 AKT1S1/PRAS40에 대한 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. mTORC1 신호 연구에 이상적입니다. 단백질 분자량: 27 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AKT1S1/PRAS40 토끼 단클론 항체
비고/별칭	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
종	인간
유전자ID (인간)	84335
유전자ID	84335
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q96B36
단백질 분자량	27 kDa
배송 방식	아이스백