


Wb, Elisa용 Anti-Akt1S1/Pras40 토끼 다클로날 항체 - Q96B36

품목 번호: CM0020567



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 mTORC1 음성 조절 인자인 AKT1S1/PRAS40를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 AKT1S1/PRAS40를 인식하며, 예상 분자량은 27 kDa입니다. 영양 감지 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AKT1S1/PRAS40 Rabbit pAb
비고/별칭	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	84335
유전자 ID	84335
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드, 인간 AKT1S1/PRAS40 (NP_001092103.1)의 아미노산 150-256 내 서열
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q96B36
단백질 분자량	27 kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)