


Wb용 Anti-Akt2 단클론항체 - P31751

품목 번호: CM0006921



소개

인간 AKT2(P31751)를 표적으로 하는 래빗 단클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 PI3K/AKT 신호전달, 포도당 대사 및 세포 생존 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AKT2 Rabbit mAb
비고/별칭	PKBB; PRKBB; HIHGH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT2
종	인간
유전자 ID (인간)	208
유전자 ID	208
면역원	합성 펩타이드: 인간 AKT2의 아미노산 390-490에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	래빗
범주	단클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31751
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백