


Wb, Elisa용 Anti-Akt2 다클론 항체 - P31751

품목 번호: CM0021831



소개

인간 AKT2(PKB 베타)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와의 교차 반응성을 보입니다. 인슐린 신호 전달, 포도당 수송, 세포사멸 및 암 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AKT2 토끼 pAb
비고/별칭	PKBB; PRKBB; HIHGHH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT2
종	인간
GeneID	208
면역원	인간 AKT2(NP_001617.1)의 아미노산 381-481 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P31751
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스팩