

Wb, Elisa용 항-Akt3 단클론 항체 - Q9Y243

품목 번호: CM0007622



소개

인간 AKT3를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 AKT3와 반응합니다. AKT 신호전달, 암, 대사 및 뇌 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AKT3 토끼 mAb
비고/별칭	MPPH; PKBG; MPPH2; PRKBG; STK-2; PKB-GAMMA; RAC-gamma; RAC-PK-gamma; AKT3
종	인간
유전자 ID (인간)	10000
면역원	인간 AKT3 (NP_005456.1)의 아미노산 93-154에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y243
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 팩