

Wb, Elisa용 항-Akt3 토끼 다클론 항체 - Q9Y243

품목 번호: CM0017904



소개

인간 AKT3(RAC-감마 세린/트레오닌 단백질 키나아제)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 뇌 발달 및 암 연구에서 AKT 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	AKT3 토끼 pAb
비고/별칭	MPPH, PKBG, MPPH2, PRKBG, STK-2, PKB-GAMMA, RAC-gamma, RAC-PK-gamma, AKT3
종	인간
유전자 ID (인간)	10000
유전자 ID	10000
면역원	인간 AKT3 (NP_859029.1)의 아미노산 90-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9Y243
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 팩