


Wb, Elisa용 항-Alad 토끼 다클론 항체 - P13716

품목 번호: CM0030711



소개

인간 ALAD(델타-아미노레불린산 탈수효소/포르피빌리노겐 합성효소)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 헴 생합성 및 포르피린 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALAD 토끼 pAb
비고/별칭	PBGS; ALADH; ALAD
종	인간
유전자ID (인간)	210
유전자ID	210
면역원	재조합 단백질 인간 ALAD (NP_000022.3)의 아미노산 1-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13716
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩