


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Alad 토끼 다클로날 항체 - P13716

품목 번호: CM0018120



소개

인간 δ -아미노레불린산 탈수효소(ALAD)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 예상 밴드는 36 kDa입니다. 헴 생합성 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ALAD Rabbit pAb
비고/별칭	PBGS; ALADH; ALAD
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	210
GeneID	210
면역원(Immunogen)	인간 ALAD (NP_000022.3)의 아미노산 1-330에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P13716
단백질 분자량	36kDa
배송(Shipping)	아이스백