

Wb, Elisa용 Anti-Alas1 단일클론 항체 - P13196

품목 번호: CM0008224

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 Anti-ALAS1 토끼 단일클론 항체입니다. 헴 생합성의 속도 제한 단계를 촉매하는 미토콘드리아 효소인 인간 ALAS1을 검출합니다. 헴 대사 및 포르피린증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALAS1 토끼 mAb
비고/별칭	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
종	인간
GeneID (인간)	211
GeneID	211
면역원	합성 펩타이드 인간 ALAS1(P13196)의 아미노산 541-640 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13196
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스팩