

If/Icc 및 Elisa용 Anti-Alas1 토끼 다클론 항체 - P13196

품목 번호: CM0014145

소개

인간 ALAS1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 헴 생합성의 핵심 효소인 인간 ALAS1을 특이적으로 검출합니다. 미토콘드리아 연구에 이상적이며, 단백질 분자량은 71kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALAS1 토끼 pAb
비고/별칭	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
종	인간
GeneID (인간)	211
GeneID	211
면역원	인간 ALAS1(NP_954635.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 제작 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13196
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스팩