

Anti-Alas1 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P13196

품목 번호: CM0024853

소개

인간 ALAS1 (5-aminolevulinate synthase 1)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 헴 생합성 연구 및 분석 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALAS1 Rabbit pAb
비고/별칭	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	211
유전자 ID	211
면역원(Immunogen)	인간 ALAS1 (NP_954635.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P13196
단백질 분자량	71kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)