

## Anti-Alas2 폴리클론 항체 (Wb, Elisa 용) - P22557

품목 번호: CM0026184



### 소개

인간 ALAS2에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 ALAS2 인식; 헴 생합성 및 적혈구생성 연구에 적합.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ALAS2 Rabbit pAb                                                 |
| 비고/별칭       | ASB; ANH1; XLSA; ALASE; XLDPP; XLEPP; ALAS-E; SIDBA1; ALAS2      |
| 종           | 인간                                                               |
| GeneID (인간) | 212                                                              |
| 면역원         | 인간 ALAS2 (NP_001033057.1)의 아미노산 50-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                               |
| 범주          | 폴리클론 항체                                                          |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                        |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                      |
| SWISS       | P22557                                                           |
| 단백질 무게      | 65kDa                                                            |
| 배송          | 아이스백                                                             |