


Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Albumin Rabbit Polyclonal Antibody - P02768

품목 번호: CM0018651



소개

Albumin Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 면역원: 재조합 단백질. 혈장 삼투압 및 금속 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Albumin Rabbit pAb
비고/별칭	HSA; FDAHT; PRO0883; PRO0903; PRO1341; Albumin
종	인간
GeneID (Human)	213
GeneID	213
면역원	재조합 단백질[인간 Albumin (NP_000468.1)의 아미노산 25-609에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02768
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백