


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항알부민/Alb 단클론 항체 - P02768

품목 번호: CM0005521



소개

인간 알부민/ALB에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학, 면역형광, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Albumin/ALB 토끼 mAb
비고/별칭	ALB; HSA; PRO0883; PRO0903; PRO1341; albumin; Albumin/ALB
종	인간
유전자 ID (인간)	213
유전자 ID	213
면역원	인간 알부민/ALB (NP_000468.1)의 아미노산 25-609에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02768
단백질 분자량	45kDa/47kDa/69kDa
배송	아이스백