

Anti-Alcohol Dehydrogenase Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P07327

품목 번호: CM0014450



소개

인간 Alcohol Dehydrogenase 1A (ADH1A)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 알코올 대사 및 에탄올 산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Alcohol Dehydrogenase Rabbit pAb
비고/별칭	ADH1A; ADH1; Alcohol Dehydrogenase
종(Species)	인간(Human)
GeneID (Human)	124
GeneID	124
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 Alcohol Dehydrogenase (NP_000658.1)의 아미노산 220-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P07327
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스백