

Wb, Elisa용 항-Aldh16A1 단일클론 항체 - Q8Iz83

품목 번호: CM0011509

소개

인간 ALDH16A1을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 약 85kDa 밴드를 검출합니다. 대사 및 단백질체학 분야의 알데히드 탈수소효소 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALDH16A1 토끼 mAb
종	인간
유전자 ID	126133
면역원	인간 ALDH16A1(Q8IZ83)의 아미노산 500-600 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8IZ83
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스팩