

Wb, Elisa용 Anti-Aldh18A1 토끼 다클론 항체 - P54886

품목 번호: CM0016225



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질 ALDH18A1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 프롤린 생합성 및 미토콘드리아 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALDH18A1 토끼 pAb
비고/별칭	GSAS; P5CS; PYCS; SPG9; ADCL3; SPG9A; SPG9B; ARCL3A; ALDH18A1
종	인간
GeneID (인간)	5832
GeneID	5832
면역원	인간 ALDH18A1(NP_002851.2)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P54886
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스팩