


Anti-Aldh1A1 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P00352

품목 번호: CM0007162



소개

인체 ALDH1A1을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 마우스 및 쥐와 교차 반응함. 레티노산 합성에 관여하는 55kDa 세포질 단백질을 인식함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALDH1A1 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMBI; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	216
유전자 ID	216
면역원	인체 ALDH1A1 아미노산 250-350 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_000680.2)
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	P00352
단백질 무게	55kDa
배송	아이스팩