


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항Aldh1A1 토끼 단클론 항체 - P00352

품목 번호: CM0002988



소개

인간 ALDH1A1(ALDC, RALDH1)에 특이적인 토끼 단클론 항체. 마우스 및 래트와 교차 반응성을 가지며 WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 레티노산 대사 및 해독 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALDH1A1 토끼 mAb
비고/별칭	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMBI; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
종	인간
유전자 ID	216
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00352
단백질 분자량	55kDa
배송 방법	아이스팩