


Anti-Aldh1A1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00352

품목 번호: CM0007189



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 ALDH1A1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 쥐 ALDH1A1을 검출하며, 이는 레티노산 합성 및 알데하이드 독성 제거의 주요 효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALDH1A1 Rabbit mAb
비고/별칭	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMBI; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	216
유전자 ID	216
항원(Immunogen)	인간 ALDH1A1 (NP_000680.2)의 아미노산 250-350 내 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Rat
SWISS	P00352
단백질 분자량	55kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)