


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Aldh1A2 단클론 항체 - O94788

품목 번호: CM0008833



소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학, ELISA에서 검증된 ALDH1A2 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 ALDH1A2를 검출하며, N말단 서열 유래 재조합 면역원을 사용했고, 단백질 크기는 57 kDa이며 아이스 운송됩니다. 레티노산 신호 전달 및 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALDH1A2 토끼 mAb
비고/별칭	DIH4; RALDH2; RALDH2-T; RALDH(II); ALDH1A2
종	인간
GeneID (인간)	8854
GeneID	8854
면역원	합성 펩타이드: 인간 ALDH1A2 (NP_003879.2)의 아미노산 1-100번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O94788
단백질 분자량	57kDa
운송 방식	아이스백