


Wb 및 Elisa용 항-Aldh1A3 다클론 항체 - P47895

품목 번호: CM0016547



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 토끼 유래 항-ALDH1A3 다클론 항체입니다. 레티노산 합성과 배아 눈 발달에 중요한 레티날알데히드 탈수소효소인 인간 및 생쥐 ALDH1A3를 검출합니다. 대사 및 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALDH1A3 토끼 pAb
비고/별칭	ALDH6; MCOP8; RALDH3; ALDH1A6; ALDH1A3
종	인간
유전자 ID (인간)	220
유전자 ID	220
면역원	인간 ALDH1A3 (NP_000684.2)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P47895
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스 팩