

Wb, If/Icc, Elisa용 항Aldh1B1 다클론 항체 - P30837

품목 번호: CM0029213



소개

인간 ALDH1B1(미토콘드리아 알데하이드 탈수소효소)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 알코올 대사 및 산화 스트레스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALDH1B1 토끼 pAb
비고/별칭	ALDH5; ALDHX; ALDH1B1
종	인간
GeneID (인간)	219
GeneID	219
면역원	인간 ALDH1B1(NP_000683.3)의 아미노산 278-517에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P30837
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스 팩