

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Aldh1B1 다클론 항체 - P30837

품목 번호: CM0018530



소개

사람 미토콘드리아 알데히드 탈수소효소 ALDH1B1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 알코올 대사, 해독 및 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALDH1B1 토끼 pAb
비고/별칭	ALDH5; ALDHX; ALDH1B1
종	사람
유전자 ID (사람)	219
유전자 ID	219
면역원	사람 ALDH1B1(NP_000683.3)의 아미노산 278~517에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	P30837
단백질 분자량	57kDa
배송	얼음팩