


Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Aldh1L1 토끼 단일클론 항체 - O75891

품목 번호: CM0009123



소개

인간 ALDH1L1(세포질 10-포밀테트라하이드로폴레이트 탈수소효소)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 일탄소 대사 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALDH1L1 토끼 mAb
비고/별칭	FDH; FTHFD; 10-fTHF; 10-FTHFDH; ALDH1L1
종	인간
유전자 ID(인간)	10840
유전자 ID	10840
면역원	인간 ALDH1L1(O75891)의 아미노산 180-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O75891
단백질 분자량	99 kDa
배송	아이스 팩